

VITAVM[®]11

Informação sobre o produto



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 11.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Cerâmica de estrutura fina para personalização das restaurações de cerâmica de vidro de silicato de lítio reforçada com dióxido de zircônio (ZLS) especial para VITA SUPRINITY.



Fig 1: VITA VM 11 Massas de efeito

Cerâmica de estrutura fina para a personalização de VITA SUPRINITY

A VITA VM 11 é uma cerâmica feldspática de estrutura fina, de ponto de fusão baixo, desenvolvida para a personalização de restaurações em cerâmica de vidro de silicato de lítio reforçada com dióxido de zircônio (ZLS).*

A nova geração de cerâmica de vidro também estabelece novas exigências ao intervalo CET das cerâmicas de recobrimento. A precisão pareada dos valores CTE da estrutura e o revestimento composto proporcionam resultados excelentes e seguros, com um revestimento livre de distorção e de baixa tensão.

Vantagens do produto

Restaurações altamente estéticas:

A elevada translucidez e coloração quente de VITA VM 11, juntamente com o efeito opalescente de VITA SUPRINITY, fornecem um resultado altamente estético com um jogo de cores vivo.

Adesão segura:

A conjugação ótima de ambos os intervalos CET garante uma adesão livre de tensão e, por isso, segura.



Fig. 2

Excelente capacidade de fresagem e polimento:

Com a estrutura fina comprovada de VITA VM 11, obtém-se uma superfície lisa, hermeticamente fechada, a qual pode ser rápida e facilmente desbastada e polida.

Processamento fácil:

A VITA VM 11 distingue-se por seu excelente desempenho, mínima contração e elevada estabilidade das bordas. Em combinação com a VITA SUPRINITY, é possível estratificar a nova cerâmica de vidro diretamente, sem queima de Liner ou Wash, devido à excelente molhabilidade de sua superfície.



Fig. 3

Extraordinária estabilidade de queima:

Devido suas excelentes propriedades de queima, a VITA VM 11 mantém sua forma mesmo depois de várias queimas.



Fig. 4

As figuras 2-4 foram criadas com o apoio do MDT Heike Assmann.

* também utilizável para CELTRA® e CELTRA® CAD FC.
CELTRA é uma marca registrada da DeguDent GmbH.


Gamas de produtos
VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Quantidade	Conteúdo	Material
6	12 gr	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 gr	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Instruções de processamento

VITAVM®11 DENTINE KIT classical, BV11DKC

Quantidade	Conteúdo	Material
8	12 gr	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 gr	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Instruções de processamento

VITAVM®11 CREATIVE KIT, BV11CKV1


Quantidade	Conteúdo	Material
3	12 gr	SUN DENTINE SD1-SD3
2	12 gr	MAMELON MM1, MM3
7	12 gr	EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE5, EE7, EE8, EE9, EE11
3	12 gr	EFFECT CHROMA EC1, EC5, EC11
1	12 gr	EFFECT PEARL EP1
4	12 gr	EFFECT OPAL EO1-EO3, EO5
2	12 gr	ENAMEL ENL, END
1	12 gr	NEUTRAL, NT
1	12 gr	WINDOW, WIN
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
2		Amostras de cores VITA VM 11
		Instruções de processamento

Massas individuais
VITAVM®11

Cor	Material	Conteúdo	N.º art.
0M1	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 gr	B4946412
WIN	WINDOW	12 gr	B4918112
NT	NEUTRAL	12 gr	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 gr	B4919112
END	ENAMEL dark	12 gr	B4919212
MM1	MAMELON	12 gr	B4916112
MM3	MAMELON	12 gr	B4916312

Cor	Material	Conteúdo	N.º art.
EP1	EFFECT PEARL	12 gr	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 gr	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 gr	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 gr	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 gr	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 gr	B4912112
EC5	EFFECT CHROMA	12 gr	B4912512
EC11	EFFECT CHROMA	12 gr	B4913112
EE1	EFFECT ENAMEL	12 gr	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 gr	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 gr	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 gr	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 gr	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 gr	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 gr	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 gr	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 gr	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 gr	B4936312

Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas as cores dos dentes naturais são determinadas de forma sistemática e reproduzidas perfeitamente.



Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto. Ademais, nossa responsabilidade pela precisão destas informações independe de base legal e, até onde permitido, é limitada ao valor de nota fiscal dos produtos fornecidos, excluindo-se o imposto sobre o faturamento. Particularmente, e até onde legalmente permitido, não assumimos qualquer responsabilidade por perda de lucro, danos indiretos, danos imprevistos ou reclamações de terceiros contra o comprador. Reclamações fundadas em responsabilidade por culpa (culpa por elaboração do contrato, inadimplência contratual, atos ilícitos, etc.) podem ser feitas somente em casos de dolo ou negligência grave. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 11.15

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e em vigor encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik é certificada de acordo com o Guideline for Medical Devices e os seguintes produtos levam o selo **CE** 0124 :

VITA**VM-11** · VITA **SUPRINITY®**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik